



CARLO DE GIORGI

L'ECCELLENZA NELLE SCELTE



**IL FUTURO
DIPENDE DA OGGI!**

GARANTISCI LA MASSIMA PROTEZIONE


Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La primaria via di trasmissione risiede nel contatto con le goccioline del respiro delle persone infette tramite: la saliva, tossendo e starnutendo, contatti diretti personali oppure toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

La protezione è essenziale

In questi mesi di emergenza e pandemia, "PROTEZIONE" è diventata la parola chiave. Proteggere se stessi e gli altri è una delle misure più importanti per ridurre il rischio di contagio.

In conformità con il protocollo di regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, imprese e professionisti devono implementare tutte le condizioni di igiene e sicurezza all'interno dei propri luoghi di lavoro.

L'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) è ormai diventata una prassi consolidata in tutti gli ambienti di lavoro. Una prassi che ci ha accompagnato nei primi mesi di pandemia e ci accompagna ancora adesso. È indispensabile proteggersi e proteggere chi frequenta i nostri ambienti di lavoro: per farlo Carlo De Giorgi propone una selezione di mascherine di elevata qualità e conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.



Restiamo vicini per garantire una sicurezza continua

Dal 1950 siamo presenti sul mercato degli operatori dentali e sanitari. Siamo inoltre riconosciuti a livello internazionale come leader nella commercializzazione delle attrezzature dentali. Noi di Carlo De Giorgi dedichiamo ogni giorno un'attenzione particolare ai cambiamenti del mercato e accompagniamo i nostri clienti verso la scelta migliore.

Grazie ad un rapporto di costante fiducia e trasparenza con i nostri collaboratori, garantiamo un supporto continuo nella distribuzione di materiali fondamentali per la prevenzione e per la protezione dalla contaminazione con il coronavirus.



"Siamo sempre guidati dalla passione per la qualità e per le prestazioni ottimali dei nostri prodotti che contribuiscono alla salute di ogni persona e in qualsiasi lavoro."

Management Carlo De Giorgi Srl

la protezione è per tutti

Come risultato di un costante impegno, oggi riusciamo ad essere vicini a diverse attività che in questo periodo richiedono la forte necessità di avere una sicurezza continua del lavoro e delle persone con le quali entrano in contatto.




La nostra continua ricerca per offrire attrezzature ad alta protezione che possono garantire una maggior sicurezza.

I protocolli di igiene e prevenzione per le situazioni attuali di emergenza COVID-19 prevedono l'utilizzo di **dispositivi protettivi efficaci** che possano garantire la continua sicurezza della salute di tutti. Nell'offrire un supporto ai nostri clienti e qualora vi sia la necessità di attrezzarsene, ci siamo impegnati a trovare solo prodotti altamente certificati, che contribuiscano alla massima protezione delle persone.

Scopri la proposta per le mascherine di alta protezione FFP2



Ogni respiro è importante con le mascherine protettive FFP2



Le mascherine FFP2 proposte, oltre ad avere un'ottima capacità filtrante, si distinguono per comfort e versatilità.

- ➔ Comfort migliorato grazie alla possibilità di doppio indosso: allaccio con elastici dietro alle orecchie o allaccio con clip dietro la nuca.
- ➔ Versatili: disponibili in due colori, bianco e nero, per adattarsi alle esigenze di ogni ambiente lavorativo.

Da sapere

FFP1, FFP2, FFP3 (Europe EN 149-2001): sono le sigle utilizzate per indicare mascherine facciali filtranti prodotte in base allo standard europeo EN 149-2001 ed utilizzate come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

La sigla FFP significa "Filtering Face Piece" (maschera filtrante), mentre i numeri 1, 2, e 3 indicano le diverse capacità di tenuta e di filtrazione.



Certificazione da Ente notificato e riconosciuto a livello europeo



Elevata capacità filtrante $\geq 94\%$



Forma a conchiglia



ottima aderenza e comfort grazie al doppio indosso

la protezione è per ogni settore

Le nostre mascherine FFP2 sono **senza valvola** e questo permette di proteggere le persone che le indossano e le persone con le quali entrano in contatto.


Le mascherine FFP2 **senza valvola** possono essere utilizzate non solo dagli operatori sanitari, dentisti, medici, farmacisti, **ma anche dalle persone che sono esposte a rischio per la loro salute**. Di seguito alcuni settori per i quali riteniamo fondamentale essere attrezzati per non contaminarsi o diffondere il coronavirus.



Medici di famiglia e guardie mediche
devono indossare le mascherine FFP2 senza valvola quando non devono tenerle per lungo termine.



Il livello di rischio è altissimo



Forze dell'Ordine
Le Forze dell'Ordine sono costrette ad un contatto ravvicinato tra colleghi e si contaminerebbero l'un l'altro se non utilizzassero questa tipologia di mascherine.



Solo ed esclusivamente per interventi di emergenza o interventi in assistenza ai soccorritori



Tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco
I lavoratori nei negozi agro-alimentari sono esposti ogni giorno ad un contatto diretto con le persone.



Il livello di rischio è medio-alto ed è consigliato utilizzare le mascherine FFP2 senza valvola



Uffici aperti al pubblico
Gli addetti al servizio con il pubblico devono assicurare non solo la distanza ma anche la sicurezza delle persone.



Il livello di rischio è medio-alto ed è consigliato utilizzare le mascherine FFP2 senza valvola



La logistica e i trasporti
I lavoratori nel magazzino oppure i corrieri per la loro mansione in continuo movimento possono avere un rischio di contagio alto.



Il livello di rischio è medio-alto ed è consigliato utilizzare le mascherine FFP2 senza valvola

la protezione dipende dal modo in cui le mascherine vengono indossate

Per seguire le norme complete suggerite dall'OMS ricordiamo che l'uso delle mascherine FFP2 deve essere accompagnato da una serie di altre rigorose precauzioni di igiene. La mancata osservanza di tutte le istruzioni e delle limitazioni d'uso del prodotto potrebbero ridurre l'efficacia protettiva delle mascherine.



Pulizia preventiva

lavare in maniera accurata, con acqua e sapone o soluzione disinfettante, le mani e il viso prima di indossare la mascherina.



Corretto posizionamento

assicurare una copertura adeguata della bocca e del naso, in modo che la mascherina sia perfettamente aderente alla pelle.



Precauzioni durante l'uso

verificare le condizioni della mascherina evitando che essa si sporchi oppure risulti umida. Per garantire la sua efficacia, non togliersi temporaneamente la mascherina. Nel caso in cui si verificano una delle situazioni sopra descritte, la mascherina va immediatamente sostituita con una nuova.



Rimozione della mascherina

la mascherina va tolta senza toccare la parte anteriore, ma attraverso l'elastico per evitare il contatto con gli agenti patogeni. La mascherina va messa all'interno di un sacchetto chiuso prima di essere gettata nei rifiuti.



Pulizia finale

dopo l'utilizzo far attenzione a non toccarsi occhi, naso e bocca prima di essersi lavati adeguatamente le mani.

Come funzionano le mascherine filtranti FFP2?

Le maschere filtranti riescono a bloccare polveri, fumi e nebbie, liquidi (aerosol) inalabili, ma non vapore e gas. Capaci di filtrare il ($\geq$) 94% delle molecole in aria, le mascherine sono considerate un'alternativa di protezione migliore rispetto alla mascherina chirurgica.

Qual è la differenza tra le mascherine con o senza valvola?

La funzione della valvola è quella di eliminare l'aria calda e umida all'esterno. Ma, secondo lo standard internazionale per la protezione dai fluidi, solo le maschere senza valvola possono essere utilizzate contro i virus.

Quanto spesso devo cambiare la mascherina FFP2?

Per rispondere alle norme d'igiene e per una maggior sicurezza, si consiglia di cambiarle quotidianamente. Ogni mascherina deve contenere l'indicazione relativa.

NR = Non Riutilizzabile

R = Riutilizzabile

Una protezione sicura e confortevole

La FFP2 che proponiamo possiede eccezionali standard di ergonomia, leggerezza e protezione. La possibilità di scegliere l'indosso garantisce un comfort personalizzato.

Ottima aderenza e comfort

Nasello regolabile in alluminio e comoda imbottitura proteggi naso. Il nasello rende l'indosso comodo anche in caso di utilizzo prolungato. Migliora, inoltre, l'aderenza della mascherina al viso, adattandosi meglio al profilo di chi la indossa.

Confezionate singolarmente

Massima sicurezza e igiene

Certificata CE2834

Maschera facciale FFP2 NR per la protezione da virus, agenti patogeni, batteri, polvere, polline e altre particelle solide. Certificata CE 2834 e EN 149:2001 + A1:2009.

Forma a conchiglia

Facile da indossare e da utilizzare. Il design robusto e il rivestimento rinforzato assicurano che il materiale sia adattabile in diverse condizioni.

Indosso classico

La mascherina proposta consente l'indosso classico con doppio elastico ergonomico da portare dietro alle orecchie.

Indosso comfort con clip e salvaorecchie

La FFP2 proposta permette anche l'indosso con allacciatura dietro la nuca. Grazie alla comoda clip è possibile attaccare i due elastici retroauricolari dietro alla testa. La mascherina è più comoda da portare per chi non tollera l'indosso classico. Ogni mascherina è dotata di una sua clip.

Ottima protezione

La mascherina proposta è composta da 5 strati protettivi e filtranti.

Disponibili anche nere



Variante Colore

La mascherina è disponibile in due colori, nero e bianco, per adattarsi alle esigenze di ogni ambiente lavorativo.

Specifiche tecniche

Mascherine protettive KM 200



Mascherina FFP2 provvista di doppio elastico ergonomico per le orecchie e di una comoda clip salva orecchie per fissare i due lacci dietro la nuca: garantisce così un doppio allaccio e indosso. Disponibile in due colorazioni: bianca / nera. Ogni mascherina è confezionata singolarmente per ridurre il rischio di contaminazione e garantire elevata sicurezza



Codice prodotto	Confezionamento Box	Confezionamento Master Box
Bianca - 814/00	25 mascherine / box	40 box / master box
Nera - 816/00	25 mascherine / box	40 box / master box
Certificazione Europea Standard EN 149:2001 + A1:2009	Le mascherine sono confezionate singolarmente	



CARLO DE GIORGI

Carlo De Giorgi Srl - via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)
T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08



800-100793

Per ulteriori informazioni scrivici su: info@degiorgi.it

Visita il nostro sito istituzionale: degiorgi.it

Esplora le offerte sullo store: degiorgistore.com

Seguici sui social:   